


ODOMETRE



Réf 253538 - Mécanique

- Léger et facile à utiliser
- Mesure jusqu'à 100 000 mètres
- Graduation : 1/10e m
- Précision $\pm 1\%$
- Additionne et soustrait
- Roue caoutchouc $\varnothing 32\text{cm}$ / ep :2cm
- Levier de remise à zéro
- Manche pliable
- Béquille rétractable
- Ecran 7x6mm
- Livré avec housse de transport
- Dim : 102cm déplié / 55cm plié – Poids 1,7kg