

ODOMETRE DIGITAL



Réf 253539 - Grande capacité

- Léger et facile à utiliser
- Mesure jusqu'à 1 000 000 mètres
- Graduation : 1/10e m
- Précision $\pm 1\%$
- Additionne et soustrait
- Roue caoutchouc $\varnothing 32\text{cm}$ / ép : 1cm
- Poignée avec écran digital
- Fonction calcul surface, volume
- Fonction Hold / Remise à zéro / Distance cumulée
- Unité : mètre, pied, yard
- Manche pliable
- Béquille rétractable
- Ecran 60x20mm / Rétro-éclairage
- Livré avec housse de transport
- Dim : 110cm déplié / 58cm plié – Poids 1,7kg
- Piles : 4xAAA / Arrêt automatique après 3 min