

DYNAMOMETRE DIGITAL A TRACTION / COMPRESSION

Caractéristiques communes :

- Unités : Newton, Kg, lb, oz
- Affichage réversible (identification auto de la direction)
- Précision 0.5% de la valeur maxi
- Résolution 0,005N
- Extinction auto sélectionnable
- Livré avec 3 embouts, rallonge 90 mm
- Alim : 6xAA / Transfo secteur 230V
- D : 195x84x35mm / 600g

	Portée	Lecture
Réf 253700	10N	0.005N
Réf 253701	25N	0.01N
Réf 253702	100N	0.05N
Réf 253703	250N	0.1N

