

**Pipette de sérologie Clearline****Caractéristiques :**

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérile (irradiation gamma)
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : Vert
- ✓ Pipette cotonnée : oui
- ✓ Capacité : 2 ml
- ✓ Longueur totale : 282,58 mm
- ✓ Graduation : Bidirectionnelle, 0,01 ml
- ✓ Surgraduation : 0,08 ml
- ✓ Précision : +/- 2%
- ✓ Quantité par sachet : 100
- ✓ Quantité par carton : 1000



	Longueur	Diamètre interne	Diamètre externe
Pointe	N/A	1,63 mm	3,73 mm
Embout	N/A	4,17 mm	6,27 mm
Corps	N/A	N/A	N/A

**Unité de vente :**

1000 Pipettes