

Pipette de sérologie Clearline

Caractéristiques :

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérile (irradiation gamma)
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : Bleu
- ✓ Pipette cotonnée : oui
- ✓ Capacité : 5 ml
- ✓ Longueur totale : 348,15 mm
- ✓ Graduation : Bidirectionnelle, 0,1 ml
- ✓ Sur graduation : 2,5 ml
- ✓ Précision : +/- 2%
- ✓ Quantité par sachet : 50
- ✓ Quantité par carton : 200



| | Longueur | Diamètre interne | Diamètre externe |
|--------|-----------|------------------|------------------|
| Pointe | 37,36 mm | 1,85 mm | 3,35 mm |
| Embout | N/A | 8 mm | 6,01 mm |
| Corps | 311,15 mm | 6,01 mm | 8,03 mm |

Unité de vente :

200 Pipettes