


Membrane 0,45µm blanche stérile emb indiv quadrillée noir 47mm
Clearline

- Hydrophiles et mécaniquement stable
- Grande capacité de charge
- Pour analyse microbiologique, comptage de colonies ou clarification
- Stérile
- Matériau
- Membranes : esters de cellulose mixtes
- Dimensions \varnothing : 47 mm
- Couleur : Blanc quadrillé noir
- Seuil : 0,45 μ m
- Débit : 38-71 mL/min/cm² à 10 psi
- Point de bulle : 29-40 psi



Unité : 100 membranes