

### Désignation

- Micro-centrifugeuse sls basics pour tubes 1,5/2ml et 0,2ml couvercle rouge

### Référence

- 258352

Unité de vente : 1



---

### Description

- Micro-centrifugeuse SLS Lab Basics
- Idéale pour concentrer les gouttes au fond du tube.
- Design compact
- Silencieuse ( $\leq 45$  dB)
- Utilisation simple : démarrage et extension automatique à la fermeture/ouverture du couvercle
- Changement du rotor sans outils
- Vitesse : 7 000 rpm
- Accélération RCF : 2 680 g
- Capacité : 8 microtubes ou 32 tubes PCR 0.2ml
- Couleur du couvercle : rouge
- Dimensions L x p x h : 160 x 170 x 122 mm
- Poids : 0.5 kg
- Livrée avec :
  - 1 micro-centrifugeuse
  - 1 rotor pour 8 microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 ml
  - 1 rotor pour 4 barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml

