


POINTE CLEARLINE 1000µL COMPATIBLE LTS STERILE SUR RACK

- Volume : 1000 µL
- Longueur : 98,5 mm
- Conditionnement : En rack Clearline Plus - 8 x 96
- Compatible avec les micropipettes Rainin LTS™
- Coloris plateau : bleu
- Faible rétention : non
- Autoclavable : oui
- Stérile : oui
- Filtre : non
- Couleur : naturel
- Graduation : 200, 500, 1000
- Matériau : polypropylène

**Unités :
768**