


**POINTE A FILTRE CLEARLINE 200µL COMPATIBLE LTS STERILE SUR RACK**  
**HYBRIDRACK**

- Volume : 200 µL
- Longueur : 50,20 mm
- Conditionnement : HybridRack Clearline - 10 x 96
- Compatible avec les micropipettes Rainin LTS™
- Coloris plateau : jaune
- Faible rétention : non
- Autoclavable : non
- Stérile : oui
- Filtre : oui
- Couleur : naturel
- Graduation : 10, 50, 100
- Matériau : polypropylène



**Unités :  
960**