


Pipettes de sérologie courte ClearLine

- Matière : En polystyrène
- Cotonnées
- Code couleur par volume
- Graduation bidirectionnelle
- Facile à manipuler sous une hotte
- Précision identique à une pipette standard
- Exempt de Dnase, Rnase, et d'endotoxine
- Stérile (stérilisation par irradiation)
- Volume : 5 ml
- Graduation : 0,10000000000000001
- Code couleur : Bleu
- Longueur (mm) : 232
- Conditionnement : 2 sachets de 100

**Unités : 200**