


Pipettes de sérologie courte ClearLine

- Matière : En polystyrène
- Cotonnées
- Code couleur par volume
- Graduation bidirectionnelle
- Facile à manipuler sous une hotte
- Précision identique à une pipette standard
- Exempt de Dnase, Rnase, et d'endotoxine
- Stérile (stérilisation par irradiation)
- Volume : 50 ml
- Graduation : 1
- Code couleur : Violet
- Longueur (mm) : 232
- Conditionnement : 1 sac de 50

**Unités : 50**