

Désignation

- Multimètre Eutech™ PC 2700

Référence

- 262828

Unité de vente : 1



Description

- Etalonnage automatique avec des valeurs prédéfinies pour un étalonnage facile et rapide ou l'étalonnage multi-points manuel pour une plus grande précision
- Une standardisation aisée grâce à la fonction d'auto-standardisation : permet de détecter la valeur exacte de la constante cellulaire de vos électrodes à l'aide d'un bouton
- Etalonnage jusqu'à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
- Comprend une sonde haute performance à 4 cellules de conductivité
- Diagnostic rapide et facile des électrodes grâce à l'affichage efficace des constantes cellulaires
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu'à 500 points de données – estampillés avec l'heure et la date pour la conformité avec les BPL
- RS232 bidirectionnel pour un transfert aisé des données vers l'ordinateur
- Fonction d'enregistrement automatique pour une surveillance continue pratique
- Protection par mot de passe pour la configuration et l'étalonnage
- Ensembles de tampons : USA, NIST, DIN, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Personnalisé
- Coefficient de température (par °C) : Linéaire & pur ; 0,000 à 10,000 %
- Normalisation de la température : 15,0 à 30,0°C / 59,0 à 86,0°F
- Applications : Tests de qualité de l'eau • Vérification des finitions métalliques • Solutions • Eau de tour de refroidissement • Solutions pour fontaine d'impression • Eau de chaudière • Saumures • Boues de forage • Cuves de rinçage • Bassins • Contrôle de la pollution • Systèmes de recirculation • Eaux usées • Systèmes de procédés industriels • Utilisation générale dans les laboratoires • Titration • Assurance qualité • Études écologiques • Traitement des aliments

