

Désignation

- Filtre GF4AS de remplacement

Référence

- 271173



Unité de vente : 960

---

**Description**

- Filtre de rechange pour pour vapeurs organiques
- Erlab™ Filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Captair™
- Assure la protection personnelle lors de la manipulation des produits chimiques liquides, gazeux et solides. Les filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Erlab™ Captair™ assurent la filtration des vapeurs organiques, acides, de formaldéhyde et d'ammoniac ainsi que des poudres fines.

