

Désignation

- Filtre Z5MF4AS

Référence

- 271311

Unité de vente

1 Filtre

Description

Filtre moléculaire à base de carbone suractivé haute performance assurant une filtration conforme à la norme NF X 15-211

Caractéristiques techniques

- Type de filtre : AS - Pour vapeurs organiques
- Convient aux appareils suivants : Filtair 814/824/834 MF, Filtair XL 8104/8124 MF, Midcap 804 MF, Store AVP/ AVPD 804 MF, Store AVP/ AVPD 804 Midcap MF, Store AVPS/ AVPSD 804 MF, Store AVPS/ AVPSD 804 Midcap MF, Store AWE 804 MF after 1998

