

Désignation

- FILTRE MICROSEP ADVANCE SPIN 10K 5ML

Référence

- 278663

Unité de vente

100 Filtres



Description

- Filtres centrifuges Microsep Advance avec membrane Omega 10K, bleus (100/paquet)
- Concentration rapide des volumes d'échantillon de 0,5 à 5 mL
- Média filtrant : Omega
- Seuil de coupure moléculaire (MWCO) ou taille des pores : 10 kDa
- Les filtres centrifuges Microsep™ Advance, un produit Pall Life Sciences, concentrent rapidement les volumes d'échantillon de 0,5 à 5 mL en un volume de 65 à 100 μ L.
- Obtenez une concentration 50 fois supérieure et une récupération généralement supérieure à 90 % en quelques minutes seulement.
- La fonction d'arrêt automatique empêche les échantillons de sécher par centrifugation.
- La membrane Omega™ polyvalente est disponible avec différents seuils de coupure moléculaire (MWCO).
- Identification facile grâce au code couleur et à la gravure laser.

