

Désignation

- Amersham Hyperfilm™ MP Feuilles 18 x 24 cm

Référence

- 28-9068-44

Unité de vente : 100



Description

- Pour la détection du signal chimiluminescent des blots d'acides nucléiques et de protéines.
- Hyperfilm™ MP
 - Films multi-usages pour la détection rapide de ^{14}C , ^{35}S , ^{33}P , ^{32}P , ^{125}I
 - Base claire offrant un contraste important pour une lecture aisée des images
 - Résultats haute résolution
 - Dédié à un usage d'autoradiographie direct et indirect

