



Photo non contractuelle

## CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

(GB)

CHLORHEXIDINE

(NL)

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

(E)

CHLORHEXIDINA GLUCONATO

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
24058	Sachet	•	60 mm	80 mm
3058	Aérosol	110 ml	155 mm	38 mm
4063	Pulvérisateur	50 ml	105 mm	36 mm
24065	Flacon	500 ml	205 mm	63 mm
24068	Bidon	2L	•	•

## Présentation

- La chlorhexidine de digluconate est un désinfectant puissant à large spectre.
- S'emploie en voiture, en camping, à la maison. Toujours prêt à l'emploi dans la vie quotidienne.
- Solution incolore. Ne pique pas.



RONT production / Z.I. du Val d'Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil / Tél : 01 39 80 12 13 - www.ront.com - info@ront.com

### ACTIF BIOCIDÉ :

ACIDE D-GLUCONIQUE, COMPOSE AVEC N,N"-BIS (4-CHLOROPHENYL)-3,12-DIIMINO-2,4,11,13-TETRAAZATETRADECANEDIAMIDINE (2 :1) (CAS 18472-51-0) : 0.199 g/100g TP01

### MODE D'EMPLOI :

Désinfection d'une peau saine. Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire. Action immédiate.

### PRÉCAUTIONS :

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas le recyclage de l'emballage sera proscrit. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.