

## Désignation

- Chariot pliant clax force 60kg

## Référence

- 2004M11558

Unité de vente : 1



---

## Description

- Chariot de laboratoire clax Mobil comfort
- Chariot stable et polyvalent avec frein de stationnement. Pliage/dépliage par bouton-poussoir. Livraison avec boîte pliante clax 46 L, dimensions (l x p x h) 380 x 540 x 270 mm.
- Nombre de niveaux : 2
- Charge max. des étagères : 60 kg
- Poids : 7 kg
- Dimensions : 1,020 x 550 x 910 mm
- Coloris : gris et vert

