


FICHE TECHNIQUE

Référence	211066301
Désignation	Béchers



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Avec graduation
- ✓ Autoclavables
- ✓ Résistants aux chocs thermiques grâce à l'uniformité de l'épaisseur des parois
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Volume : 2000 ml
- ✓ Diamètre : 132 mm
- ✓ Hauteur : 185 mm

Unité de vente :

10 Béchers
