


FICHE TECHNIQUE

Référence	211066807
Désignation	Béchers



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Avec graduation
- ✓ Autoclavables
- ✓ Résistants aux chocs thermiques grâce à l'uniformité de l'épaisseur des parois
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Volume : 3000 ml
- ✓ Diamètre : 152 mm
- ✓ Hauteur : 210 mm

Unité de vente :

4 Béchers
