

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	211905
<b>Désignation</b>	Erlenmeyers



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ A col étroit
- ✓ Non bouchés
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 64 x 105 mm
- ✓ Diamètre intérieur col : 18 mm
- ✓ Diamètre extérieur col : 22 mm

### Unité de vente :

10 Erlenmeyers

---