

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	211906
<b>Désignation</b>	Erlenmeyers



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex
- ✓ Parfaite résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
- ✓ A col étroit
- ✓ Non bouchés
- ✓ Avec code de traçabilité
- ✓ Conformes aux normes ISO 1773 et DIN 12353
- ✓ Volume : 200 ml
- ✓ Ø x hauteur : 79 x 131 mm
- ✓ Ø interne col : 34 mm
- ✓ Ø externe col : 40 mm

### Unité de vente :

10 Erlenmeyers

---