

FICHE TECHNIQUE

Référence	211909
Désignation	Erlenmeyers



Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex
- ✓ Parfaite résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
- ✓ A col étroit
- ✓ Non bouchés
- ✓ Avec code de traçabilité
- ✓ Conformes aux normes ISO 1773 et DIN 12353
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Ø x hauteur : 131 x 220 mm
- ✓ Ø interne col : 36 mm
- ✓ Ø externe col : 42 mm

Unité de vente :

10 Erlenmeyers
