

## Désignation

- Erlen 250ml bouchon pbt

## Référence

- 211918A

Unité de vente : 1



---

## Description

- Fioles coniques avec bouchons vissés en SVL®
- Parfaites pour le stockage d'échantillons de culture et de milieux, ces fioles coniques sont fournies avec bouchon vissé noir en SVL® PBT qui permet de les chauffer jusqu'à 180 °C.
- Idéales pour le stockage de prélèvement et de milieux de culture
- Bouchons en PBT avec joint recouvert de PTFE
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® pour une parfaite résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
- En cas de stérilisation des fioles à la vapeur ou à la chaleur sèche, ne serrez PAS le bouchon à vis entièrement. Commencez par le desserrer. Le non-respect de cette procédure peut provoquer une accumulation de pression et une éventuelle rupture
- Dimensions hauteur : 130 mm
- Filetage : 42 mm
- Capacité : 250 ml
- Diam. ext. corps 85 mm
- Cdt 10

