



## Bac grand volume 100 L - blanc

Ref. : G140521



### Plus produit

Bac grand volume.  
Très bonne résistance mécanique : en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.  
Épaisseur des parois pour un produit durable et sans déformation.  
Zone de rétention limitée, rebords permettant une prise en main facile.

### Caractéristiques produit

Hauteur	485 mm
Largeur	535 mm
Longueur	690 mm
Contenance	100 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	550 mm
Largeur intérieure bas produit	400 mm
Hauteur intérieure bas produit	470 mm
Poids	6,300 kg
GENCODE	3100411405214
Code douanier	39231000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	15
Poids palette	104 kg
Longueur palette	800 mm
Largeur palette	1200 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.