



Fût 50 L + genouillère métal + couvercle - blanc

Ref. : G178721



Plus produit

Fût plastique certifié contact alimentaire.

Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération, ...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.

Homologation par test de migration globale et spécifique.

Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche.

Facilement manipulable et ouverture totale.

Caractéristiques produit

Hauteur	540 mm
Diamètre	393 mm
Contenance	50 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Diamètre intérieur produit	320 mm
Poids	2.560 kg
GENCODE	3100411787211
Code douanier	39233090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	18
Poids palette	55 kg
Longueur palette	800 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1700 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.