



Fût 100 L + genouillère métal + couvercle - blanc

Ref. : G178921



Plus produit

Fût plastique certifié contact alimentaire.

Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération, ...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.

Homologation par test de migration globale et spécifique.

Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche.

Facilement manipulable et ouverture totale.

Caractéristiques produit

| | |
|----------------------------|---------------|
| Hauteur | 680 mm |
| Diamètre | 492 mm |
| Contenance | 100 L |
| Matière | PEHD |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre intérieur produit | 400 mm |
| Poids | 5.140 kg |
| GENCODE | 3100411789215 |
| Code douanier | 39233090 |

Données logistiques

| | |
|------------------------------|---------|
| Nombre de pièces par palette | 12 |
| Poids palette | 71 kg |
| Longueur palette | 1000 mm |
| Largeur palette | 1200 mm |
| Hauteur palette | 2070 mm |

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.