



Fût 30 L + genouillère métal + couvercle - blanc

Ref. : G173421



Plus produit

Fût plastique certifié contact alimentaire.

Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération, ...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.

Homologation par test de migration globale et spécifique.

Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche.

Facilement manipulable et ouverture totale.

Caractéristiques produit

Hauteur	430 mm
Diamètre	338 mm
Contenance	30 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Diamètre intérieur produit	270 mm
Poids	1.710 kg
GENCODE	3100411734215
Code douanier	39231000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	45
Poids palette	87 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	2280 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.