



## Couvercle pour bac plat 8 L - transparent

Ref. : G160341



### Plus produit

Couvercle double fonction pour bacs plats.  
Fermeture & ventilation qui empêchent la diffusion des odeurs  
Visibilité du contenu à travers le couvercle.

### Caractéristiques produit

Hauteur	20 mm
Largeur	340 mm
Longueur	490 mm
Taux d'emboîtement*	0,00 %
Matière	PP
Couleur	Transparent
Poids	0.330 kg
GENCODE	3573671603414
Code douanier	39235090

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.

### Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	20
Poids sous conditionnement	8,17 kg
Longueur sous conditionnement	600 mm
Largueur sous conditionnement	400 mm
Hauteur sous conditionnement	400 mm
Nombre de pièces par palette	400
Poids palette	186 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1770 mm



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.