



Couvercle pour bac plat 3 L - transparent

Ref. : G160151



Plus produit

Couvercle double fonction pour bacs plats.
Fermeture & ventilation qui empêchent la diffusion des odeurs
Visibilité du contenu à travers le couvercle.

Caractéristiques produit

Hauteur	15 mm
Largeur	240 mm
Longueur	355 mm
Taux d'emboîtement*	0,00 %
Matière	PP
Couleur	Transparent
Poids	0.150 kg
GENCODE	3573671601519
Code douanier	39235090

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.

Données logistiques

Nombre de pièces par sous conditionnement	99
Poids sous conditionnement	17 kg
Longueur sous conditionnement	600 mm
Largueur sous conditionnement	500 mm
Hauteur sous conditionnement	400 mm
Nombre de pièces par palette	1584
Poids palette	282 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1760 mm



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.