



Caisse 600 x 400 ajourée fond plein 40 L - blanc

Ref. : G179121



Plus produit

Caisse pleine 600x400.

Grande résistance aux chocs, à la casse et à la charge latérale verticale.
utilisable sur les marchés, en chocolateries, pâtisseries ou boulangeries.

Très grande plage de température de -40°C à +90°C.

Couvercle en option

Caractéristiques produit

Hauteur	200 mm
Largeur	400 mm
Longueur	600 mm
Contenance	40 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	560 mm
Largeur intérieure bas produit	360 mm
Hauteur intérieure bas produit	170 mm
Poids	2.000 kg
GENCODE	3100411791218
Code douanier	39231000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	50
Poids palette	120 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.