




Bac rectangulaire 12 L - gris

Ref. : G119577



Plus produit

Bac plastique alimentaire 400x300 rectangulaire.
Pour le stockage en température négative ou positive et le transport des matières premières.
Design ne présentant aucune zone de rétention.
Lavable en machine.
Couvercle coiffant pour une meilleure hygiène disponible en option.
Empilable sans couvercle. Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC.

Caractéristiques produit

Hauteur	165 mm
Largeur	300 mm
Longueur	400 mm
Contenance	12 L
Matière	PEHD
Couleur	Gris
Longueur intérieure bas produit	335 mm
Largeur intérieure bas produit	235 mm
Hauteur intérieure bas produit	160 mm
Poids	0.910 kg
GENCODE	3100411195771
Code douanier	39231000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	110
Poids palette	100 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.