



Couvercle pour bacs 25 L, 35 L et 55 L - gris

Ref. : G193377



Plus produit

Couvercle pour bac plastique alimentaire rectangulaire.
Couvercle coiffant pour une meilleure hygiène.

Caractéristiques produit

Hauteur	35 mm
Largeur	400 mm
Longueur	600 mm
Matière	PEHD
Couleur	Gris
Poids	0,860 kg
GENCODE	3100411933779
Code douanier	39235090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	220
Poids palette	189,2 kg
Longueur palette	800 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1500 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GLAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.