


## Bac rectangulaire 12 L - blanc

Ref. : G119521



### Plus produit

Bac plastique alimentaire 400 x 300 rectangulaire.  
Pour le stockage en température négative ou positive et le transport des matières premières.  
Design ne présentant aucune zone de rétention.  
Lavable en machine.  
Couvercle coiffant pour une meilleure hygiène disponible en option.  
Empilable sans couvercle. Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC.

### Caractéristiques produit

Hauteur	165 mm
Largeur	300 mm
Longueur	400 mm
Contenance	12 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	335 mm
Largeur intérieure bas produit	235 mm
Hauteur intérieure bas produit	160 mm
Poids	0.910 kg
GENCODE	3100411195214
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	110
Poids palette	100,1 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1820 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.