


## Bac rectangulaire 15 L - blanc

Ref. : G119621



### Plus produit

Bac plastique alimentaire 400 x 300 rectangulaire.  
Pour les gros volumes de stockage.  
Bac polyvalent.  
Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks.  
Design ne présentant aucune zone de rétention.  
Lavable en machine.  
Poignées en retrait pour une meilleure manipulation.  
Empilable sans couvercle. Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC.

### Caractéristiques produit

Hauteur	215 mm
Largeur	300 mm
Longueur	400 mm
Contenance	15 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	335 mm
Largeur intérieure bas produit	235 mm
Hauteur intérieure bas produit	210 mm
Poids	1,090 kg
GENCODE	3100411196211
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	120
Poids palette	142 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1840 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.