


## Bac rectangulaire 25 L - blanc

Ref. : G119721



### Plus produit

Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire.  
Pour les gros volumes de stockage.  
Bac polyvalent.  
Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks.  
Design ne présentant aucune zone de rétention.  
Lavable en machine.  
Poignées en retrait pour une meilleure manipulation.  
Empilable sans couvercle. Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC.

### Caractéristiques produit

Hauteur	165 mm
Largeur	400 mm
Longueur	600 mm
Contenance	25 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	530 mm
Largeur intérieure bas produit	330 mm
Hauteur intérieure bas produit	160 mm
Poids	1,410 kg
GENCODE	3100411197218
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	65
Poids palette	170 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	2150 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.