


## Bac rectangulaire 35 L - blanc

Ref. : G119821



### Plus produit

Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire.  
Pour le stockage en température négative ou positive et le transport des matières premières.  
Design ne présentant aucune zone de rétention.  
Lavable en machine.  
Couvercle coiffant pour une meilleure hygiène disponible en option.  
Empilable sans couvercle. Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC.

### Caractéristiques produit

Hauteur	217 mm
Largeur	400 mm
Longueur	600 mm
Contenance	35 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	530 mm
Largeur intérieure bas produit	330 mm
Hauteur intérieure bas produit	210 mm
Poids	1.600 kg
GENCODE	3100411198215
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	45
Poids palette	81 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1970 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.