




Bac rectangulaire 55 L - blanc

Ref. : G119921



Plus produit

Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire.
Pour le stockage en température négative ou positive et le transport des matières premières.
Design ne présentant aucune zone de rétention.
Lavable en machine.
Couvercle coiffant pour une meilleure hygiène disponible en option.
Empilable sans couvercle. Compatible avec tous nos socles 4 et 6 roues GILAC.

Caractéristiques produit

Hauteur	315 mm
Largeur	400 mm
Longueur	600 mm
Contenance	55 L
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Longueur intérieure bas produit	515 mm
Largeur intérieure bas produit	330 mm
Hauteur intérieure bas produit	310 mm
Poids	2.200 kg
GENCODE	3100411199212
Code douanier	39231090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	45
Poids palette	108 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	2010 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.