



Couvercle pour bacs 12 L/15 L - blanc

Ref. : G118921



Plus produit

Couvercle pour bac plastique alimentaire rectangulaire.
Couvercle coiffant pour une meilleure hygiène.

Caractéristiques produit

Hauteur	30 mm
Largeur	300 mm
Longueur	400 mm
Taux d'emboîtement*	0,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Poids	0.320 kg
GENCODE	3100411189213
Code douanier	39235090

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	384
Poids palette	198,2 kg
Longueur palette	800 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1700 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.