


Bac plat 8 L HACCP - vert

Ref. : G155711



Plus produit

Gamme la plus large et personnalisable du marché.

5 couleurs

5 volumes

Large plage de température d'utilisation.

Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.

Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
 - bacs de préparation pour produits ruisselants.
 - bacs à ingrédients.
 - bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
 - bacs de fermentation et de décantation.
- Emboîtable et empilable avec couvercle.
Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Hauteur | 75 mm |
| Largeur | 335 mm |
| Longueur | 485 mm |
| Contenance | 8 L |
| Taux d'emboîtement* | 80,00 % |
| Matière | PEHD |
| Couleur | Vert |
| Longueur intérieure bas produit | 420 mm |
| Largeur intérieure bas produit | 265 mm |
| Hauteur intérieure bas produit | 72 mm |
| Poids | 0.670 kg |
| GENCODE | 3573678674431 |
| Code douanier | 39241000 |

Données logistiques

| | |
|------------------------------|---------|
| Nombre de pièces par palette | 350 |
| Poids palette | 238 kg |
| Longueur palette | 1200 mm |
| Largeur palette | 1000 mm |
| Hauteur palette | 900 mm |

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.