



## Bac plat 8 L HACCP - jaune

Ref. : G155718



### Plus produit

Gamme la plus large et personnalisable du marché.  
5 couleurs, 5 volumes.

Large plages de température d'utilisation.  
Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.

Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
- bacs de préparation pour produits ruisselants.
- bacs à ingrédients.
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
- bacs de fermentation et de décantation.

Gamme emboîtable et empilable avec couvercle.  
Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.

### Caractéristiques produit

Hauteur	75 mm
Largeur	335 mm
Longueur	485 mm
Contenance	8 L
Taux d'emboîtement*	80,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Jaune
Longueur intérieure bas produit	420 mm
Largeur intérieure bas produit	265 mm
Hauteur intérieure bas produit	72 mm
Poids	0.670 kg
GENCODE	3573678674448
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	350
Poids palette	244,5 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	900 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.