

## Grille pour bac plat 8 L

Ref. : G100221



### Plus produit

Grilles pour bacs plats.  
Grande solidité et grande résistance au chocs.  
Permet d'utiliser les plats plats en bacs de décongélation en séparant les eaux de décongélation du produit à décongeler.

### Caractéristiques produit

Hauteur	8 mm
Largeur	270 mm
Longueur	420 mm
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Poids	0.170 kg
GENCODE	3100411002215
Code douanier	39241000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	1760
Poids palette	346 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1780 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.