




Bac plat 8 L HACCP bleu + couvercle + grille

Ref. : G190328



Plus produit

Lot complet Bac + Grille + Couvercle
Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler.
- bacs de préparation pour produits ruisselants.
- bacs à ingrédients.

bacs pour conserver les échantillons des plats témoins.
- bacs de fermentation et de décantation.
Emboitable et empilable avec couvercle.
Gestion de la traçabilité grâce à l'IML.

Caractéristiques produit

Hauteur	90 mm
Largeur	337 mm
Longueur	491 mm
Contenance	8 L
Taux d'emboîtement*	81,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Bleu
Longueur intérieure bas produit	420 mm
Largeur intérieure bas produit	265 mm
Hauteur intérieure bas produit	72 mm
Poids	1.130 kg
GENCODE	3573678674233
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	98
Poids palette	120,74 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1380 mm

* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.