



Grille pour bac plat 10 L

Ref. : G100321



Plus produit

Grilles pour bacs plats.

Grande solidité et grande résistance au chocs.

Permet d'utiliser les plats plats en bacs de décongélation en séparant les eaux de décongélation du produit à décongeler.

Caractéristiques produit

Hauteur	8 mm
Largeur	320 mm
Longueur	470 mm
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Poids	0.210 kg
GENCODE	3100411003212
Code douanier	39241000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	1260
Poids palette	309 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1780 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.