




## Bacs plats témoins 3 L + couvertres - Lot de 5

Ref. : G160450



### Plus produit

Lot de bacs plats témoins.

Bacs spécifiquement destinés à la conservation des échantillons de plats témoins dans le cadre de la démarche HACCP pour la restauration.

Lavable en machine sans altération du marquage.

### Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Hauteur                         | 80 mm         |
| Largeur                         | 240 mm        |
| Longueur                        | 350 mm        |
| Contenance                      | 3 L           |
| Taux d'emboîtement*             | 79,00 %       |
| Matière                         | PEHD          |
| Longueur intérieure bas produit | 280 mm        |
| Largeur intérieure bas produit  | 165 mm        |
| Hauteur intérieure bas produit  | 67 mm         |
| Poids                           | 2.200 kg      |
| GENCODE                         | 3573678665903 |
| Code douanier                   | 39241000      |

### Données logistiques

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nombre de pièces par palette | 88       |
| Poids palette                | 203,6 kg |
| Longueur palette             | 1200 mm  |
| Largeur palette              | 1000 mm  |
| Hauteur palette              | 1665 mm  |

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.