


## Bac 15 L antibactérien + couvercle - bleu

Ref. : G119690



### Plus produit

Bac plastique alimentaire antibactérien 400 x 300 GILACTIV.  
Efficacité antibactérienne prouvée sur la surface du bac pour un large spectre de germes, en utilisation vide ou à plein.  
Design ne présentant aucune zone de rétention, aucun angle vif.  
Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks.  
Poignées en retrait pour une meilleure manipulation.  
Parois intérieures lisses et angles arrondis pour faciliter le nettoyage.  
Lavable en machine.  
Compatible avec les socles 4 et 6 roues GILAC.

### Caractéristiques produit

Hauteur	235 mm
Largeur	300 mm
Longueur	400 mm
Contenance	15 L
Taux d'emboîtement*	0,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Bleu
Longueur intérieure bas produit	335 mm
Largeur intérieure bas produit	235 mm
Hauteur intérieure bas produit	210 mm
Poids	1.510 kg
GENCODE	3573678669000
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	80
Poids palette	130 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1890 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.