



## Bac 55 L antibactérien + couvercle - bleu

Ref. : G119990



### Plus produit

Bac plastique alimentaire antibactérien 600 x 400 GILACTIV.  
Efficacité antibactérienne prouvée sur la surface du bac pour un large spectre de germes, en utilisation vide ou à plein.  
Design ne présentant aucune zone de rétention, aucun angle vif.  
Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks.  
Poignées en retrait pour une meilleure manipulation.  
Parois intérieures lisses et angles arrondis pour faciliter le nettoyage.  
Lavable en machine.  
Compatible avec les socles 4 et 6 roues GILAC.

### Caractéristiques produit

Hauteur	330 mm
Largeur	400 mm
Longueur	600 mm
Contenance	55 L
Taux d'emboîtement*	0,00 %
Matière	PEHD
Couleur	Bleu
Longueur intérieure bas produit	515 mm
Largeur intérieure bas produit	330 mm
Hauteur intérieure bas produit	310 mm
Poids	3,050 kg
GENCODE	3573678669031
Code douanier	39231090

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	30
Poids palette	101 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	2060 mm

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.