



Caisse pleine à pâtons 15 L - jaune

Ref. : G179423



Plus produit

Caisse pleine 600x400.

Pour les traiteurs, restaurateurs : caisse de stockage des matières premières.
Empilable avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur.
Fond plat sans zone de rétention, nettoyage facile.

Caractéristiques produit

Hauteur	90 mm
Largeur	400 mm
Longueur	600 mm
Contenance	15 L
Matière	PEHD
Couleur	Jaune
Longueur intérieure bas produit	565 mm
Largeur intérieure bas produit	365 mm
Hauteur intérieure bas produit	80 mm
Poids	1.336 kg
GENCODE	3573670015126
Code douanier	39231000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	100
Poids palette	140 kg
Longueur palette	800 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	2130 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.