



## Caillebotis 50 x 50 cm, épaisseur 22 mm - rouge

Ref. : G402009



### Plus produit

Caillebotis plastique alimentaire.  
Isolant et antidérapant.  
Grande résistance à la charge.  
Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.  
Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.  
Clipsable, très simple à installer.  
Modulaire, évolutif et durable.  
Résistance technique adaptée aux températures des chambres de surgélation.  
Evacuation optimale des liquides.

### Caractéristiques produit

Hauteur	22 mm
Largeur	500 mm
Longueur	500 mm
Matière	PEHD
Couleur	Rouge
Poids	1.020 kg
GENCODE	3573670002287
Code douanier	39189000

### Données logistiques

Nombre de pièces par palette	300
Poids palette	315 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1780 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.