



Caillebotis 50 x 50 cm, épaisseur 50 mm - blanc

Ref. : G402121



Plus produit

Caillebotis plastique alimentaire.
Isolant et antidérapant.
Grande résistance à la charge.
Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.
Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.
Clipsable, très simple à installer.
Modulaire, évolutif et durable.
Résistance technique adaptée aux températures des chambres de surgélation.
Evacuation optimale des liquides.

Caractéristiques produit

Hauteur	50 mm
Largeur	500 mm
Longueur	500 mm
Matière	PEHD
Couleur	Blanc
Poids	1.710 kg
GENCODE	3573678666474
Code douanier	39189000

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	120
Poids palette	268,3 kg
Longueur palette	1000 mm
Largeur palette	1200 mm
Hauteur palette	1630 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.